

专业品质 创新技术

ZPP-5600



条码: -
性别: 男 1.8
年龄: 26
本底: 1.0
单位: ug/gHb

| 单 | 位 |
|--------|---|
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |
| ug/gHb | |

1.8
1.6
2 2.5
13 3.0
014 1.8
0015 17.2
0016 8.4
0017 21.3
0018 4.1
0019 2.5
0020 2.1

编辑
重测
测本底
测量
报告打印
系统设置
关机

ZPP HEMATOFLUOROMETER 血液锌原卟啉测定仪

ZPP-5600



申一科技
SHENYI

ZPP-5600



采用表面荧光法原理，运用先进光学检测技术和微电子技术，具有测量快速、操作简便、性能稳定、重复性高等特点，用于体外检测人全血中的锌原卟啉，可应用于缺铁性贫血和职业性铅中毒辅助检测及相关研究。

ZPP-5600



Professional Quality, Innovative Technology
专业品质，创新技术



- 彩色TFT触摸屏
- 全中文操作界面
- 嵌入式微电脑控制
- 自动校准、自动进样
- 五种单位自动换算
- 完善的故障自诊断提示功能
- 标准的USB和LAN 接口



- 先进的光电检测技术
- 具有优良的稳定性和重复性
- 特制光源，可连续长时间工作
- 用量少，只需一滴血（约20uL）
- 检测快速，只需6s即可完成测量
- 海量储存，可保存60000条数据



申一科技
SHENYI

深圳市申一科技有限公司

地址: 深圳市南山区西丽麻勘路29号1栋4楼
电话: 0755-26982078 传真: 0755-26982079
网站: www.shenyitechnology.com
E-mail: shenyi@shenyitechnology.com